


ドルツ・ジェットウォッシャー

EW1250P

取扱説明書



もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	5
設置	5
使いかた	6
上手な洗浄のしかた	8
使い終わったら	9
お手入れのしかた	10
故障かな?と思ったとき	12
定格・仕様	13
別売品	13
保証とアフターサービス	14
パナソニック電気お客様相談窓口のご案内	14

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告：「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意：「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



水場使用禁止

- 本体を風呂場で使用しない。
感電のおそれがあります。

警告



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
感電のおそれがあります。



禁止

- 乳幼児の手の届くところに置かない。
付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。
- 本体の水洗いはしない。
感電のおそれがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。



必ず守る

- 電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除をする。
付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと火災・感電の原因になります。



電源プラグを抜く

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電のおそれがあります。



分解禁止

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様相談窓口にご相談ください。

⚠ 注意



禁止

- 乳幼児や自分で操作ができない方、口内の感覚が弱い方などは使用しない。
けがの原因になります。
- 口腔洗浄以外の目的に使用しない。
目や鼻、耳、のどなどに水流を当てると傷害を受けるおそれがあります。
口腔治療を受けている人、歯周病のひどい人などは歯科医にご相談ください。



必ず守る

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
守らないと感電・ショートして発火することがあります。
- 口腔洗浄するときは、機器を常に清潔にし、新しい水道水を使用する。
不潔な状態で使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。
- 使用後は必ずタンク内の水を捨て、2～3秒運転して本体内の水抜きをする。
不潔な状態で使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。




電源プラグを抜く

- 1週間以上使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

お知らせ

- 健康な歯ぐきの場合、ご使用のあと出血することはありません。もしわずかでも出血があれば、それは歯ぐきが炎症を起こしているため、とくに異常ではありません。
歯ぐきが健康になれば、通常1週間から2週間で出血は止まりますが、もし2週間以上出血がある場合は使用を止め、歯科医にご相談ください。
- 本体内部（タンク、ホース等）に水滴が付着していることがありますが、これは性能（水流）テストを行った蒸留水が残っているもので、衛生上問題はありません。

各部のなまえ




付属品


ノズル (2本)



ノズル収納台 (1ヶ)



設置




- 1 水平で安定したところに本体を置く
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む

⚠ 警告

- 本体を風呂場で使用しない。
感電のおそれがあります。
- めれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
感電のおそれがあります。
- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと火災・感電の原因になります。

使いかた

水またはぬるま湯でご使用ください





1 タンクに 水を入れ 本体にしっかり 取りつける

- 常に新しい水道水を使用してください。
- ヤケドを防ぐため40℃以上の温水を入れないでください。
- 塩、歯みがき剤、薬品などは入れないでください。

2 ノズルを 取りつける

3 水の強さを選ぶ

- ① ノズルを洗面ボールに向けて「」を押す。
- ② 電源スイッチを入れ好みの水の強さに調節する。
- ③ 水の強さを選んだら「■」を押しいったん水を止める。
 - 長時間「■」のまま放置しないでください。故障の原因になります。




- ノズルを口に入れる前に電源スイッチを入れないでください。
- 落としたり乱暴に扱ったりしないでください。
- ノズルの先端を歯や歯ぐきに強くあてないでください。




4 ノズルを口の中に入れ 「」を押す

- 一時止水したいときは「■」を押してください。
- 使い終わったら電源スイッチを「切」にしてください。



⚠ 注意

- 乳幼児や自分で操作ができない方、口内の感覚が弱い方などは使用しない。けがの原因になります。
- 口腔洗浄以外の目的に使用しない。目や鼻、耳、のどなどに水流を当てると傷害を受けるおそれがあります。口腔治療を受けている人、歯周病のひどい人などは歯科医にご相談ください。



ノズルハンドルでノズルを回し

- 水流を歯間や歯と歯ぐきの境目に直角にあててください。
- 歯列にそってゆっくり移動させてください。
- 歯間や矯正器具のまわりなどはていねいに。

ポイント

定期的に歯科医の診察
をおすすめします


- 歯磨き後に、ジェットウォッシャーでしっかり口の中を洗浄するのが効果的ですが、水流だけでは歯垢は除去できません。

- ご使用のはじめに、水の強さが十分強くなりにくいことがあります。そのときは、水の強さを最大(5)にして、操作ボタンを数回入り切りしてください。
- タンクに水が入っていない状態で作動させないでください。故障の原因になります。


上手な洗浄のしかた

歯と歯ぐきの状態に合わせて適切な強さをお選びください

歯の表側は…




- 歯面に対して直角にあて、1本ずつ順次ずらしてください。
- 特に歯間と歯ぐきの境目を入念に。




歯の裏側は…


上あご歯の場合




- ノズルを上向けに角度調節し、直角にあててください。



下あご歯の場合




- あごを引き、直角に水流をあててください。




使い終わったら


- 1 タンクを取りはずし
タンクの
水を捨てる



- 2 ノズルを洗面ボールに
向け
「\」を押す




- 3 電源スイッチを入れて、
本体に残っている水を
抜きとる



- 2～3秒動かして水が出なくなるのを確認し、電源スイッチを「切」にしてください。

- 4 ノズルを取りはずして
ノズルとグリップを
収納する

- ノズルは、水分をよく切ってからノズル収納台に収納してください。




お手入れのしかた

雑菌が繁殖するおそれがありますので、きれいに洗った後、乾燥して保管してください。

グリップ・タンクのお手入れ

- ノズルやタンクは取りはずして洗ってください
- 40℃以上の温水では洗わないでください



グリップ


布で

汚れをふきとる

汚れがひどい場合は

水洗いする


- 水洗い後は水分をふきとってください。



タンク

水洗いする

- 水洗い後は中の水を取り除いてください。
- 長時間使用しないときはタンクを乾燥させてください。




本体のお手入れ

⚠ 警告


- 本体の水洗いはしない。
感電のおそれがあります。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
(ぬれた手で抜き差ししない)。
感電のおそれがあります。
- 電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。
付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

布で汚れを ふきとる

- 洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。
- シンナーやベンジン、アルコールは変色の原因になりますので絶対に使用しないでください。




6ヵ月に一度は、 電源プラグの金属部の間を からぶきする



故障かな？と思ったとき

下記の点検をお願いします



点検・処置後なお異常がある場合、事故防止のため必ず使用を中止し、販売店に点検・修理を依頼してください

警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電気お客様相談窓口にご相談ください。

定格・仕様

定格電圧	AC100 V 50-60 Hz
消費電力	18 W
脈動数	約1,600回/分
水圧	約 $9.8 \times 10^4 \sim 65 \times 10^4$ Pa (約1.0～6.6 kgf/cm ²)
定格時間	10分
タンク容量	650 ml (強さ「5」使用時約2分使用可)
大きさ	高さ256×幅174×奥行84 mm (ノズル装着時) 高さ180×幅174×奥行84 mm (ノズル収納時) (グリップ 太さφ22×長さ120 mm)
ホースの長さ	約100 cm
質量	約800 g

別売品

- 最寄りの販売店へご用命ください



替ノズル (1本入り)
EW092P-A (青)
-H (グレー)
-R (赤)
-W (白)

愛情点検

長年ご使用の口腔洗浄器の点検をぜひ！



このようなことはありませんか？

- ・コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・動作中に異常な音、振動がする。
- ・本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間 5年

当社はこのドルツ・ジェットウォッシャーの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の12頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。

保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

パナソニック電工お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	
修理ご相談センター	
ナビダイヤル (全国共通番号)	0570-081-365
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時	
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 ☎571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株) 札幌 ☎011-261-6401 ☎552-551-7900 ☎552-551-7900 東京 ☎03-5392-7190 ☎092-622-0531 ☎092-622-0531	

ご注意
・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などに変更になることがあります。

使いかた・お買い物などのご相談	
パナソニック お客様相談センター	
365日/受付9時~20時	パナは 365日
電話	ダイヤル ☎0120-878-365
■携帯電話・PHSでのご利用は...	06-6907-1187
FAX	ダイヤル ☎0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)	

0810

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのために、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

Panasonic

持込修理

ドルツ・ジェットウォッシャー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EW1250P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	<div>見 本</div> <div>ご住所 お名前 電 話 () —</div>		
※ 販売店	住所・氏名 電 話 () —		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。